

MK13



Rev. 4 / 09.2021

Marker with indicator ink.

Results Reference Guide

Unprocessed



Processed and Satisfactory




NOTE: Reference colors exhibited in printed prospectus as well as those displayed in our website and soft copies of other documents, do not necessarily represent the real color as shown in the actual indicators.

Producto Autorizado por ANMAT PM 1614-4

Uso exclusivo para profesionales e Instituciones Sanitarias.



Explanation of Symbols

 Product designed for use in Ethylene Oxide sterilization processes.

 CE mark.

 Authorized representative in the European Community.

 Batch number.

 Manufacture Date.

 Expiration Date.

 Manufacturer.

EN

Marker with indicator ink

For Ethylene Oxide sterilization

Usage

Designed for permanent reliable marking of sterilization packaging material, or to write on labels or tapes adhered to them.

NOTE: if any serious incident occurs in relation to the device, it should be reported to Terragene S.A. and the competent authority of the Member in which the user is established.

Product Characteristics

Type 1 Chemical Indicator according to ISO 11140-1:2014. Chemink® MK13 marker enables a smooth writing to avoid damaging the packing material.

Dimensions: 14 cm length x 1.7 cm diameter.

No domestic use.

Initial color: Brown.

Final color: See Results Reference Guide

Indicators 100% free of toxic heavy metals

Shelf-life

12 months.



Metal free

ES

Marcador con tinta indicadora

Para esterilización por Óxido de Etileno

Uso

Diseñado para el marcado permanente del material de paquetes de esterilización y para escribir sobre etiquetas o cintas adheridas a los mismos.

NOTA: si se produce algún incidente grave relacionado con el producto, el mismo debe comunicarse a Terragene S.A. y a la autoridad competente del Estado en el que el usuario se encuentre.

Características del producto

Indicador Químico Tipo 1 según ISO 11140-1:2014.El marcador Chemink® MK13 permite una escritura suave, evitando el daño al material de empaque.

Dimensiones: 14 cm de longitud x 1.7 cm de diámetro.

No apto para uso doméstico.

Color inicial: Marrón.

Color final: Ver Guía de Referencia de Resultados.

Indicadores 100 % libres de metales pesados tóxicos



Vida útil

12 meses.

PT

Marcador de tinta indicadora

Para esterilização com Óxido de Etileno

Uso

Projetado para a marcação permanente da esterilização

material de embalagem e escrever em etiquetas ou fitas que lhes são inerentes.

NOTA: Em caso de incidente grave relacionado ao produto, deve ser comunicado à Terragene S.A. e à autoridade competente do Estado em que o usuário estiver estabelecido.

Características del producto

Indicador Químico Tipo 1 de acordo com ISO 11140-1: 2014. O marcador Chemink® MK13 permite escrita suave, evitando danos ao material de embalagem.

Dimensões: 14 cm de comprimento x 1,7 centímetros de diâmetro.

Não é adequado para uso doméstica.

Cor Inicial: Marrom.

Cor final: Veja o Resultado da Guia de Referência.

Indicadores 100% livres de metais pesados tóxicos



Vida util

12 meses.



Terragene S.A.

Ruta Nacional Nº 9, Km 280 - CP 2130.

Parque Industrial Micropi-Alvear-Santa Fe-Argentina.



Terragene®