

Infection Control Division | Accessories

IC10/20FR Auto-reader Incubator

For incubation and readout of Rapid, Super Rapid or Ultra Rapid Biological Indicators and Hygiene Monitoring Systems



Usage

United States

Terragene® Bionova® Reader Incubators IC10/20FR incubate at 60 °C and 37 °C and read the Terragene® Bionova® SCBI for fluorescent results at the times prescribed in the User Manuals.

Outside the United States

For incubation and readout of:

Bionova® rapid fluorescence readout biological indicators (BIs):

- BT220 (steam): 3 h at 60 °C.
- BT110 (ethylene oxide): 4 h at 37 °C.
- BT102 (formaldehyde): 2 h at 60 °C.
- BT95 (VH2O2): 2 h at 60 °C.

Bionova® super rapid fluorescence readout BIs:

- BT222 (steam): 1 h at 60 °C.
- BT96 (VH2O2): 30 min. at 60 °C.

Bionova® ultra rapid fluorescence readout BIs:

- BT224 (steam): 20 min. at 60 °C.

Chemdye® hygiene monitoring systems:

- PRO1 MICRO: 7 min. at 60 °C.
- PRO1 ENDO: 7 min. at 60 °C.

Applicable regulation

Designed under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Low Voltage Directive 2014/35/EU.

Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

RoHS Directive 2011/65/EU.

WEEE Directive 2012/19/EU.

FDA 510(k)

K163646.

Characteristics

12 positions (38 mm deep, 9 mm diameter) to incubate rapid, super rapid and ultra rapid fluorescence readout self-contained biological indicators and 1 position (38 mm deep, 10 mm diameter) to incubate the pen of the hygiene monitoring systems.

1 ampoule crusher.

Special hole for external thermometer.

Dual temperature system: allows selecting between two different incubation temperatures (37 and 60 °C). Allows running two different incubation times simultaneously, provided they are of equal incubation temperature.

USB connection for recording results on PC using Bionova® Cloud Web Application.

It stores the last 50 results.

Thermal printer of results. Allows to reprint the last 13 results.

Automatic detection and cancellation of biological indicator fluorescence reading.

Firmware update by the user.

Fluorescence reading wavelength: - 460 nm.

Dimensions: 180 mm high, 260 mm diameter.

Voltage range: 100-240 VAC.

Power: 28 W.

Frequency: 50-60 Hz.

Infection Control Division | Accessories

IC10/20FR Auto-reader Incubator

For incubation and readout of Rapid, Super Rapid or Ultra Rapid Biological Indicators and Hygiene Monitoring Systems



Operating temperature: 10-30 °C.

Environmental conditions during manufacture

T = 15-30 °C, RH = 35-85 %.

Storage conditions

T = 5-40 °C, RH = 30-80 %, keep in a dark place.

Transport conditions

It is recommended to respect the storage conditions during transport. Products should be transported in closed and reinforced boxes in order to avoid damages. The transport of this product does not represent any risk for human health.

Acceptable excursions during transport are as follows:

T = 2-5 °C and T = 40-65 °C for no longer than seven days. No restrictions for relative humidity.

Shelf life

5 years.

Packing

1 unit per box.

Packing information: product code and description, storage conditions and manufacturer information.

Labelling

On product: product code and description, operating conditions, batch and serial number, manufacture date, datamatrix code and manufacturer information.

On product's box: product code and description, storage conditions, batch and serial number, manufactory firmware, manufacture date and datamatrix code and manufacturer information.

Possible target markets

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical Devices Industries.

Other important information

IC10/20FR auto-reader has a button located on the incubator panel to select temperatures at 37 °C or 60 °C. It also has a button which allows setting an incubation time for half of the positions (1 to 6), and another button to select a different incubation time for the remaining positions (7 to 12).

IC10/20FR auto-reader has an automatic readout system and a printer to record the results.

Precautions

Do not pour any liquid inside.

Do not immerse into any liquid.

Only for indoor use.

Disconnect the power cord before cleaning.

Do not use abrasive or corrosive cleaners or disinfectants.

Make sure that the incubator is connected to a properly rated power cord.

This product contains dry natural rubber.

División Control de Infecciones | Accesorios

IC10/20FR Incubadora con Sistema de Lectura Automática

Para incubación y lectura de Indicadores Biológicos Rápidos, Súper Rápidos o Ultra Rápidos y para Sistemas de Monitoreo de Higiene



Uso previsto

Estados Unidos

Las incubadoras con sistema de lectura automática Terragene® Bionova® IC10/20FR incuban a 60 °C y 37 °C y leen los Indicadores Biológicos Auto-contenidos (SCBI) Terragene® Bionova® para resultados por fluorescencia en los tiempos prescritos en el Manual del Usuario.

Fuera de los Estados Unidos

Para la incubación y lectura de:

Indicadores biológicos (IBs) Bionova® con sistema de lectura rápida por fluorescencia:

- BT220 (vapor): 3 h a 60 °C.
- BT110 (óxido de etileno): 4 h a 37 °C.
- BT102 (formaldehído): 2 h a 60 °C.
- BT95 (VH2O2): 2 h a 60 °C.

IBs Bionova® con sistema de lectura súper rápida por fluorescencia:

- BT222 (vapor): 1 h a 60 °C.
- BT96 (VH2O2): 30 min. a 60 °C.

IBs Bionova® con sistema de lectura ultra rápida por fluorescencia:

- BT224 (vapor): 20 min. a 60 °C.

Chemdye® sistemas de monitoreo de higiene:

- PRO1 MICRO: 7 min. a 60 °C.
- PRO1 ENDO: 7 min. a 60 °C.

Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

Directiva Bajo Voltaje 2014/35/UE.

Directiva CEM 2014/30/UE.

Directiva RoHS 2011/65/UE.

Directiva RAEE 2012/19/UE.

FDA 510(k)

K163646.

Características

12 posiciones (38 mm de profundidad, 9 mm de diámetro) para incubar indicadores biológicos auto-contenidos de lectura rápida, súper rápida y ultra rápida por fluorescencia y 1 posición (38 mm de profundidad, 10 mm de diámetro) para incubar el lápiz de los sistemas de monitoreo de higiene.

1 rompe ampollas.

Orificio especial para termómetro externo.

Sistema de temperatura dual: permite seleccionar entre dos temperaturas de incubación (37 °C y 60 °C). Permite incubar indicadores con dos tiempos distintos de incubación de manera simultánea, siempre que sean de igual temperatura de incubación.

Conexión USB para el registro de resultados en PC mediante la aplicación web Bionova® Cloud.

Almacena los últimos 50 resultados.

Impresora térmica de resultados. Permite reimprimir los últimos 13 resultados.

Detección y cancelación automática de la lectura de fluorescencia del indicador biológico.

División Control de Infecciones | **Accesorios**

IC10/20FR Incubadora con Sistema de Lectura Automática

Para incubación y lectura de Indicadores Biológicos Rápidos, Súper Rápidos o Ultra Rápidos y para Sistemas de Monitoreo de Higiene



Actualización de firmware por parte del usuario.
Longitud de onda de lectura de fluorescencia: - 460 nm.
Dimensiones: 180 mm de alto, 260 mm de diámetro.
Rango de voltaje: 100-240 VCA.
Potencia: 28 W.
Frecuencia: 50-60 Hz.
Temperatura de operación: 10-30 °C.

Condiciones ambientales de producción

T = 15-30 °C, RH = 35-85 %.

Condiciones de almacenamiento

T = 5-40 °C, RH = 30-80 %, mantener al abrigo de la luz.

Condiciones de transporte

Se recomienda respetar las condiciones de almacenamiento durante el transporte. Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

Las excursiones aceptables durante el transporte son las siguientes:
T = 2-5 °C y T = 40-65 °C por no más de siete días. Sin restricciones de humedad relativa.

Período de vida útil

5 años.

Envase

1 unidad por caja.

Datos en el envase: código y descripción del producto, condiciones de almacenamiento y datos del fabricante.

Etiquetado

En el producto: código y descripción del producto, condiciones de operación, número de lote, número de serie, firmware de fabricación, fecha de fabricación, código datamatrix y datos del fabricante.

En el envase: código y descripción del producto, condiciones de almacenamiento, número de lote, número de serie, código datamatrix y datos del fabricante.

Posibles mercados de destino

Área de la salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica, Odontológica y de Productos Médicos.

Otra información relevante

La auto-lectora IC10/20FR tiene un botón en el tablero de la incubadora que permite seleccionar a la temperatura de 37 o 60 °C. Además, posee un botón que permite seleccionar un programa de incubación para la mitad de las posiciones (1 a 6), y otro botón que permite seleccionar un programa de incubación de diferente duración para el resto de las posiciones (7 a 12).

La auto-lectora IC10/20FR tiene un sistema de lectura automático y una impresora para registrar los datos.

División Control de Infecciones | **Accesorios**

IC10/20FR Incubadora con Sistema de Lectura Automática

Para incubación y lectura de Indicadores Biológicos Rápidos, Súper Rápidos o Ultra Rápidos y para Sistemas de Monitoreo de Higiene



Precauciones

No verter ningún líquido en su interior.

No sumergir la incubadora en ningún líquido.

Utilizar sólo en interiores.

Desconectar el cable de alimentación antes de proceder a su limpieza.

No utilizar limpiadores o desinfectantes abrasivos o corrosivos.

Asegurarse que la incubadora esté conectada a un cable de alimentación con la potencia adecuada.

Este producto contiene caucho natural seco.