

Marker with indicator ink.

Results Reference Guide

Unprocessed



Processed and Satisfactory



NOTE: Reference colors exhibited in printed prospects as well as those displayed in our website and soft copies of other documents, do not necessarily represent the real color as shown in the actual indicators.

Para esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno.

Uso

Diseñado para el marcado permanente del material de paquetes de esterilización y para escribir sobre etiquetas o cintas adheridas a los mismos.

Características del producto

Indicador Químico Tipo 1 según ISO 11140-1:2014.

El marcador Chemink® MK43 permite una escritura suave, evitando el daño al material de empaque.

Dimensiones: 14 cm de longitud x 1.7 cm de diámetro.

No apto para uso doméstico.

Color inicial: Púrpura.

Color final: Ver Guía de Referencia de Resultados.

100% libre de Metales Pesados Tóxicos.



Vida útil

2 años.

Producto Autorizado por ANMAT PM 1614-4

Uso exclusivo para profesionales e Instituciones Sanitarias.

Marker with indicator ink

For Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization.

EN

Usage

Designed for permanent reliable marking of sterilization packaging material, or to write on labels or tapes adhered to them.

Product Characteristics

Type 1 Chemical Indicator according to ISO 11140-1:2014. Chemink® MK43 marker enables a smooth writing to avoid damaging the packing material.

Dimensions: 14 cm length x 1.7 cm diameter.

No domestic use.

Initial color: Purple

Final color: See Results Reference Guide

100% Toxic Heavy Metals free.



Metal free

Shelf-life

2 years.

Marcador de tinta indicadora

Para esterilização com Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrogênio.

PT

Uso

Projetado para a marcação permanente da esterilização material de embalagem e escrever em etiquetas ou fitas que lhes são inerentes.

Características del producto

Indicador Químico Tipo 1 de acordo com ISO 11140-1: 2014. O marcador Chemink® MK43 permite escrita suave, evitando danos ao material de embalagem.

Dimensões: 14 cm de comprimento x 1,7 centímetros de diâmetro.

Não é adequado para uso doméstica.

Cor Inicial: Roxo.

Cor final: Veja o Resultado da Guia de Referência.

100% livre de Metais Pesados Tóxicos.



Metal free

Vida util

2 anos.