

IKW4

Indicator ink

For washing efficiency tests in washer-disinfectors



Usage

Monitoring the washing efficiency in thermal disinfection washing machines and in ultrasonic washing machines operating at frequencies equal to or greater than 35 kHz, between 20 ° C and 65 ° C, with detergents suitable for this process.

Applicable regulation

Designed under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.
ISO/TS 15883-5:2005

Characteristics

- Washing Indicator Ink contained in a glass bottle with applicator brush. Volume: 10 ml
 - Initial Color: fuchsia
- Result: elimination of fuchsia organic substance.

Important: IKW4 Indicator Ink should be used as a validation tool for washing processes. Its application, the amount placed and sites where adhered depend on the user. It is recommended for use in difficult-to-wash areas of metallic surgical materials.

Environmental conditions during manufacture

T= 15-30 °C, RH 30-80 %.

Storage conditions

T = 10-30 °C, RH 30-80 %, keep in a dark place.

Transport conditions

Storage conditions should be strictly followed.
Products should be transported in closed and reinforced boxes in order to avoid damages. The transport of this product does not represent any risk for human health.

Shelf life

12 months.

Packing

2 units per box.

Packing information: product code and description, process in which is used, units per box, storage conditions, manufacturer information and data on pack's label.

Labelling

On product's packing: product code, batch number, manufacture date, expiration date, batch number, bar code and datamatrix code.

On product: volume, product code and description, process in which it is used, batch number, manufacture date, expiration date and storage conditions.

Possible target markets

Healthcare and Industry.

Other important information

Read product's instructions for use thoroughly before use.

Shake before use. Keep closed. Industrial or professional use only.

Precautions

Do not open until use.

Not for domestic or cosmetic purposes.

Do not wet.

Do not use after expiry date.

IKW4

Tinta indicadora

Para pruebas de eficacia de lavado en lavadoras desinfectadoras



Uso previsto

Para monitorear la eficacia del lavado en lavadoras termo-desinfectadoras y en lavadoras ultrasónicas que funcionen a frecuencias iguales o mayores a 35 kHz, entre 20 °C y 65 °C, con detergentes apropiados para dicho proceso.

Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

ISO/TS 15883-5:2005

Características

- Tinta indicadora de lavado color fucsia en envase de vidrio con pincel aplicador. Volumen: 10 ml.

- Color inicial: fucsia

Resultado: eliminación de la sustancia fucsia.

Importante: La Tinta Indicadora IKW4 debe ser utilizada como una herramienta de validación de procesos de lavado. Su aplicación, la cantidad depositada y los sitios donde sea adherida dependerán del usuario. Se recomienda utilizarla en zonas de difícil lavado de materiales médicos metálicos.

Condiciones ambientales de producción

T= 15-30 °C, HR 30-80 %.

Condiciones de almacenamiento

T= 10-30 °C, HR 30-80 %, mantener al abrigo de la luz.

Condiciones de transporte

Respetar las condiciones de almacenamiento.

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

Período de vida útil

12 meses.

Envase

2 unidades por caja.

Información en el envase: código y descripción del producto, proceso para el cual se utiliza, presentación del producto, condiciones de almacenamiento, datos del fabricante e información en la etiqueta.

Etiquetado

En el envase del producto: código del producto, lote, fecha de fabricación y de vencimiento, código de barras y código datamatrix.

En el producto: código y descripción del producto, proceso para el cual se utiliza, lote, fecha de fabricación y de vencimiento, volumen y condiciones de almacenamiento.

Posibles mercados de destino

Salud e industria.

Otra información relevante

Antes de su utilización se recomienda leer las instrucciones de uso del producto.

Agite antes de usar. Mantener cerrado. Sólo para uso industrial o profesional.

Precauciones

No abrir hasta su uso.

No apto para uso cosmético o doméstico.

No mojar.

No utilizar luego de la fecha del vencimiento.