

# CG3

## Three Line Labeler



### Usage

Manual Labeler that allows a quick and easy labelling of sterilization packages with Chemdye® CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD83 Labels.

### Applicable regulation

Designed under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

### Characteristics

These labels have a chemical ink that changes color in presence of the sterilizing agent. The labels have an innovative dual-adhesive technology that allows labelling the package, submit it to the sterilization process and remove the label without breaking it or losing the adhesive in order to paste it into a sterilization record.

Read instructions for use.

### Storage conditions

T = 10-30 °C, RH = 30-80 %.

### Transport conditions

Transport in closed and reinforced boxes in order to avoid damages. The transport of this product does not represent a risk for health.

### Warranty

The warranty coverage period is for one year from the purchase of the product.

### Packing

1 labelling device per box.

### Labelling

On product: product code and description, serial number and batch number.

On product's box: product code and description, serial number, batch number, barcode and datamatrix code.

### Possible target markets

Healthcare, Food, Pharmaceutical and Medical industries.

### Other important information

Read product's instructions for use thoroughly before use.

# CG3

## Etiquetadora de 3 líneas



### Uso previsto

Etiquetadora manual que permite el etiquetado rápido y sencillo de paquetes de esterilización con etiquetas Chemdye® CD13 / CD23 / CD33 / CD43 / CD53 / CD83.

### Normativa aplicable

Diseñado bajo normas de Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016.

### Características

Estas etiquetas contienen una tinta reactiva que cambia de color en presencia del agente esterilizante. Las etiquetas tienen una novedosa tecnología doble-adhesiva que permite etiquetar el paquete, someterlo al proceso de esterilización y remover la etiqueta sin dañarla y sin que pierda el adhesivo para poder colocarla en un registro de esterilización. Leer instrucciones de uso.

### Condiciones de almacenamiento

T = 10-30 °C, HR = 30-80 %.

### Condiciones de transporte

Transportar en cajas cerradas y reforzadas para evitar golpes. El transporte de este producto no implica riesgo alguno para la salud de las personas.

### Garantía

El periodo de cobertura de la garantía es de un año desde la compra del producto.

### Envase

1 etiquetadora por caja.

### Etiquetado

En el producto: código y descripción del producto, número de serie y lote.

En la caja del producto: código y descripción del producto, número de serie, lote, código de barras y código datamatrix.

### Posibles mercados de destino

Área de la Salud, Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Productos Médicos.

### Otra información relevante

Leer atentamente las instrucciones del producto antes de utilizar.