



EN Incubator Compatibility Matrix

Select the proper incubator & indicator combination for your application, by using the table below. Whether you have a question about features, use, or anything else, our team is ready to answer all your questions.

ES Matriz de Compatibilidad de Incubadoras

Elija el indicador correcto para su incubadora y aplicación, usando la tabla a continuación. Si tiene una pregunta acerca de las prestaciones, uso, o afines, nuestro equipo está a su disposición para responder todas sus preguntas.

PT Matriz de Compatibilidade de Incubadoras

Escolha o indicador apropriado para sua incubadora e aplicação, usando a tabela abaixo. Se quiser consultar sobre as características, uso ou qualquer outra dúvida, a nossa equipe está a sua disposição para responder todas suas perguntas.

APPLICATION / APLICACIÓN	PRODUCT CODE / CÓDIGO DE PRODUCTO	IC10/20FR	IC10/20FRLCD	MiniBio	MiniPro	Photon	Hyper
EO / OE Sterilization	BT110 (4 Hs - 37°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
STEAM Sterilization VAPOR Esterilización	BT220 (3 Hs - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	BT221 (1 Hs - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	BT222 (1 Hs - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	BT223 (30 min - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	BT224 (20 min - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	BT225 (7 sec - 60°C)	✗	✗	✗	✗	✓	✗
FORM Sterilization	BT102 (2 Hs - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
(V)H2O2 Sterilization	BT95 (2 Hs - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	BT96 (30 min - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	BT97 * (1 Hs - 60°C)	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	BT98 (5 min - 60°C)	✗	✗	✗	✗	✗	✓
HYGIENE MONITORING SYSTEM Disinfection SISTEMA DE MONITOREO DE HIGIENE Desinfección	PRO1MICRO (PRO at 60°C)	✓	✓	✗	✓	✗	✗

* For Airborne and Surface Disinfection / Para la desinfección de ambientes y superficies / Para desinfección de ambientes e superficies